

DARO EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels

Zonder conserveringsmiddelen

SMERENDE OOGDRUPPELS
Met hyaluronzuur 0,1%, oplossing.

Samenstelling

Natriumhyaluronaat, kaliumjodide, natriumchloride, boorzuur, natriumtetraboraat, sterk gezuiverd water.

Beschrijving

Oogdruppels met een samenstelling van natriumhyaluronaat en kaliumjodide. Kaliumjodide werkt plaatselijk als een krachtig antioxidant op het oogoppervlak waardoor het lensvertroebeling en de vorming van floaters in het glasvocht vermindert. Natriumhyaluronaat verbetert door haar specifieke fysische visco-elastische eigenschappen de stabiliteit van de traanfilm en herstelt het zichtcomfort.

Waarvoor dienen Daro EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels?

Daro EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels is bedoeld voor de hydratie van het oogoppervlak en kan gebruikt worden ter ondersteuning van het voorkomen van lensvertroebeling en het ontstaan van floaters in het glasvocht.

Hoveelheid en gebruik

Breng indien nodig 1 druppel aan in het onderste ooglid. Daro EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels kan dagelijks worden gebruikt en is door de afwezigheid van conserveringsmiddelen geschikt voor contactlensdragers. Doorgaans wordt Daro EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels 3 tot 4 keer per dag gebruikt, waarbij 1 druppel per keer per oog wordt aangebracht. Indien nodig is vaker aanbrengen toegestaan.

Gebruiksaanwijzing


Daro EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels is enkel voor gebruik in het onderste ooglid.



1. Was voor het aanbrengen de handen.




3. Buig het hoofd licht naar achteren.
4. Houid het flesje verticaal naar beneden gericht.
5. Trek het onderste ooglid omlaag en knijp in het flesje, zodat er 1 oogdruppel in het ooglid terecht komt.



8. Doe na gebruik de dop weer op het flesje.
9. Spoel het oog na gebruik niet schoon met water of een andere vloeistof.
10. Gebruik na de dag van opening niet langer dan 30 dagen ononderbroken en niet langer dan 90 dagen onderbroken. (Rekening gehouden met enkele dagen van geen gebruik.)



2. Verwijder de dop. Zorg er hierbij voor dat de punt van de druppelflacon nooit in aanraking komt met het oog of andere oppervlakken.



6. Doe het oog dicht en beweeg de oogbol, zodat de vloeistof zich kan verspreiden.
7. Herhaal dezelfde procedure voor het andere oog.

Wanneer Daro EasyDrop Hydratie & Anti-Staar Oogdruppels niet te gebruiken?

- Gebruik het product niet bij overgevoeligheid voor een of meer van de bestanddelen.
- Stop het gebruik wanneer er een allergische reactie optreedt.
- Gebruik het product niet bij een bacteriële, schimmel of virale infectie van het oog.
- Gebruik het product niet bij een abnormale werking van de schildklier.

Bewaarinstructies

- Houid buiten het bereik en zicht van kinderen.
- Houid het product verwijderd van hittebronnen.
- Bewaren op een droge plek tussen de 5°C en 35°C.

- Gebruik het product niet na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking geprint staat.
- Gebruik na de dag van opening niet langer dan 30 dagen ononderbroken en niet langer dan 90 dagen onderbroken. (rekening gehouden met enkele dagen van geen gebruik.)
- Gooi ongebruikte vloeistof weg.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Het product is enkel bedoeld voor uitwendig gebruik.
- Gebruik het product niet wanneer de verpakking beschadigd is.
- Zorg dat de punt van de druppelflacon nooit in aanraking komt met het oog of andere oppervlakken; dit zou de samenstelling van het product kunnen aantasten.
- Gebruik u ook andere oogproducten? Wacht dan tenminste 15 minuten voor u Daro EasyDrop Oogdruppels 50+ aanbrengt.
- De oogdruppels moeten altijd na het andere product worden aangebracht.
- Een verpakking die herhaaldelijk gebruikt kan worden, moet slechts door 1 persoon gebruikt worden

Melden van medische incidenten of ongewenste reacties:

Raadpleeg altijd een arts of apotheker in het geval van bijwerkingen.

Medische incidenten of ongewenste reacties kunnen daarnaast ook worden gericht aan de distributeur van dit product.

Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat
consumentenservice@remarkgroep.nl

CE 0051 STERILE A 11390A_NL



Verpakking

Fles van 10 ml in kartonnen verpakking.
Medisch Hulpmiddel
Datum van goedkeuring: 05.2021

■ SUPROBION Distributeur:
Sp. z o.o., Sp. k. Remark Pharma
ul. Kielczowska 2 Industrieweg 24
55-095 Mirków 7949 AK Rogat
Poland www.daro.eu

DARO EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops

Without preservatives

LUBRICATING EYE DROPS
With hyaluronic acid 0.1% solution

Composition

Sodium hyaluronate, potassium iodide, sodium chloride, boric acid, sodium tetraborate, highly purified water.

Description

Eye drops with a composition of sodium hyaluronate and potassium iodide. Potassium iodide acts locally as a powerful antioxidant on the surface of the eye, reducing clouding of the lens and the formation of floaters in the vitreous humor. Due to its specific physical viscoelastic properties, sodium hyaluronate improves the stability of the tear film and restores visual comfort.

What are Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops used for?

Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops is intended for hydration of the surface of the eye and can be used to support the prevention of lens clouding and the formation of floaters in the vitreous humor.

Quantity and use

If necessary, apply 1 drop in the lower eyelid. Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops can be used daily and is suitable for contact lens wearers due to the absence of preservatives. Typically, Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops are used 3 to 4 times a day, applying 1 drop at a time per eye. More frequent application is allowed if necessary.

Instructions


Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops is for external use in the lower eyelid only.



1. Wash hands before applying



3. Bend the head backwards.
4. Hold the bottle vertically downwards.
5. Pull the eyelid down and squeeze the bottle, so that 1 eyedrop ends in the eyelid.



8. Put the cap back on the bottle after use.
9. Do not rinse the eye with water or any other liquid after use.
10. From the date of first opening do not use for more than 30 days continuously or for more than 90 days intermittently.



2. Remove the cap and apply to the eye. Never allow the tip of the dropper bottle to come into contact with the eye or other surfaces.



6. Close the eye and move the eyeball so that the liquid can disperse.
7. Repeat the same procedure for the other eye.

When not to use Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops

- Do not use the product in case of hypersensitivity to one or more of the ingredients.
- Discontinue use if an allergic reaction occurs.
- Do not use the product on a bacterial, fungal or viral infection of the eye.
- Do not use the product in case of abnormal thyroid function.

Storage instructions

- Keep out of the reach and sight of children.
- Keep the product away from heat sources.
- Store in a dry place between 5°C and 35°C.
- Do not use the product after the expiry date printed on the packaging.
- After the day of opening, use no longer than 30 days uninterrupted and no longer than 90 days interrupted. Take into account a few days of no use.)
- Discard any unused liquid.

Warnings and Precautions

- The product is intended for external use only.
- Do not use the product if the packaging is damaged.
- Never allow the tip of the dropper bottle to come into contact with the eye or other surfaces; this could affect the composition of the product.
- Do you also use other eye products? Wait at least 15 minutes before applying Daro EasyDrop Eye Drops 50+.
- The eye drops should always be applied after the other product.
- A packaging that can be used repeatedly, should only be used by 1 person.

Reporting medical incidents or adverse reactions:

Always consult a doctor or pharmacist in case of side effects.

In addition, medical incidents or adverse reactions can also be directed to the distributor of this product.

Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat
consumentenservice@remarkgroep.nl

CE 0051 STERILE A 11390A_NL



Packing

Bottle of 10 ml in carton packaging.
Medical Device
Date of approval: 05.2021

■ SUPROBION Distributeur:
Sp. z o.o., Sp. k. Remark Pharma
ul. Kielczowska 2 Industrieweg 24
55-095 Mirków 7949 AK Rogat
Poland www.daro.eu